

SERINGUES INTRALIGAMENTAIRES

Seringues ergonomiques et techniques dédiées, en particulier, aux anesthésies intraligamentaires et intraseptales.




Réf. 2400 **ERGOJECT**



Réf. 2300 **MINIJECT**

135°C
???



Sans crémaillère

CONFORT POUR LE PATIENT

- ⇒ Mécanisme progressif qui permet une injection plus régulière et plus lente.
- ⇒ Pas d'effet de jet.
- ⇒ Démultiplication de la force par effet de levier.
- ⇒ Deux embouts disponibles: embout droit et embout angulé à 30° avec cône d'insertion de l'aiguille.
- ⇒ Livrées avec deux tubes de protection jetables en plastique.

		démultiplication de la force par 3	démultiplication de la force par 5	1.8 cc Filetage métrique	1.8 cc Filetage américain
MINIJECT	Réf. 2300 ¹	•	•		
	Réf. 2300US ¹	•			•
ERGOJECT	Réf. 2400 ²	•	•		
	Réf. 2400US ²	•			•

¹ Seringue tube angulé.

² Seringue tube droit.