


PORTE-AMALGAME, «AMALGAM-MASTER»

Réf. 1500F

AMALGAM-MASTER



- Porte-amalgame technique et ergonomique en inox.
- Poignée fixe ou tournante, réglable dans la position souhaitée.
- Ajustement calibré et parfait entre l'embout et le piston empêchant le passage de l'amalgame jusqu'au mécanisme de poussée et évitant le blocage de l'instrument.
- Embouts fixes et pistons haute résistance en titane.

Medium Ø 2
Large Ø 2,5
Jumbo Ø 3

Réf. 1500F	•
Réf. 1510F	•
Réf. 1520F	•