

## EXCEL-POSTS® TVS



Tenons <sup>1</sup>	TVS1	TVS2	TVS3	TVS4
∅	0,90	1,10	1,30	1,50
Longueur	6,50	8,00	9,50	11,00
Forets <sup>2</sup>	Réf. 5480 T	Réf. 5481 T	Réf. 5482 T	Réf. 5483 T
Clé	Réf. 5475	Réf. 5476	Réf. 5477	Réf. 5478
Gate <sup>2</sup>	Réf. 5485 T			



KIT D'INTRODUCTION

Réf. 8845

KIT TVS

Réf. 8846  
Réf. 8849

Les tenons TVS et leurs forets existent maintenant en version longue, rajoutez "L" après chaque référence.

<sup>1</sup> Par 12, 100 ou 1000 dans la taille souhaitée. Pour une recharge de 12, ajoutez «D» derrière la référence.  
Pour une recharge de 100, ajoutez «C» derrière la référence. Pour une recharge de 1000, ajoutez «M» derrière la référence.

<sup>2</sup> Forets, fraises et gate : vendus par 3 dans la taille souhaitée.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tenon cylindrique en titane destiné aux dents pluriradiculées.
- Ancrage par vissage en 4 tours et scellement.
- Filetage autotaraudant très fin pour une conservation maximum de la dentine.
- Grande précision des ajustements foret-tenon garantissant un ancrage sans contrainte.
- 2 rainures d'évacuation des débris dentinaires et du ciment en excès évitant toute contrainte dans la zone apicale.
- Tête rétentive à gorges.
- Codification couleur des tenons, clés et forets.

	∅ 0,9	∅ 1,1	∅ 1,3	∅ 1,5	forets	clé	film de calibrage
Réf. 8845	TVS1 x 10	TVS2 x 10	TVS3 x 10	TVS4 x 10	x 4	x 4	•
Réf. 8846	TVS1 x 10				x 1	x 1	•
Réf. 8847		TVS2 x 10			x 1	x 1	•
Réf. 8848			TVS3 x 10		x 1	x 1	•
Réf. 8849				TVS4 x 10	x 1	x 1	•