


## Piliers coniques angulés Anthofit® HE

Le système Anthofit® HE Regular (plateforme R) élargit sa gamme de composants prothétiques en proposant des **piliers coniques angulés 18° et 30°**.









→ Réf. HE PA001 - Tarif France : 168 € TTC  
Pilier conique angulé 18° - Hauteur 4 mm



→ Réf. HE PA002 - Tarif France : 168 € TTC  
Pilier conique angulé 30° - Hauteur 4,5 mm

Ces piliers permettent d'apporter les corrections angulaires nécessaires à la réalisation de toutes vos armatures trans-vissées type barres ou bridges. Ils sont le complément idéal des piliers coniques droits déjà existants pour permettre une utilisation plus exhaustive de ce type de restaurations prothétiques.

Ces deux nouvelles références sont compatibles avec les parties secondaires suivantes, déjà au catalogue :

IMPLANT HE	R
<b>Vis de cicatrisation</b>	Les piliers coniques angulés n'ont pas de vis de cicatrisation. Pour la phase de cicatrisation, monter le pilier avec son capuchon de protection.
<b>Tranfert repositionnable</b>	 HETR008
<b>Capuchon de protection</b>	 OIC0022
<b>Analogue</b>	 HEAN006
<b>Pilier provisoire</b>	 OIC0023
<b>Chape calcinable</b>	 OIC0024
<b>Chape or</b>	 OIC0025