


Évolution **SAFE REMOVER**® !

Le nouveau dépose-couronnes **SAFE REMOVER**® est désormais équipé d'un double embout baïonnette.



Grâce à ce nouveau système double baïonnette, vous pouvez insérer 2 embouts simultanément sur la tige carrée et travailler avec encore plus d'efficacité !

- Gain de temps : manipulation facile et rapide
- Mise en place des inserts en un seul clic !
- Facilité et confort d'utilisation
- Entretien irréprochable grâce à un démontage aisé des embouts

→ Réf. 1820A - Tarif France : 112€ TTC

Kit d'introduction **SAFE-RE/MOVER**® comprenant :

- **SAFE-RE/MOVER**®,
- 4 crochets (contre-coudé, simple, plat strié et coupant).

→ Réf. ATD310B - Tarif France : 225€ TTC

Kit complet **SAFE-RE/MOVER**® comprenant :

- **SAFE-RE/MOVER**®,
- 3 crochets (contre-coudé, simple, strié),
- 3 embouts-fils (simples 50 et 60 mm, double 95 mm),
- vis,
- tournevis,
- cables de rechange pour embouts-fils.