


## Transferts Pick-up **oxiom**<sup>®</sup> Prise d'empreinte directe sur implant

Afin d'optimiser la convivialité du système implantaire **oxiom**<sup>®</sup>, les transferts Pick-up **oxiom**<sup>®</sup> ont été modifiés sur leur partie conique.



- Surface d'appui entre le transfert et la connexion implantaire réduite,
- Coefficient de friction minimum,
- Désinsertion de l'empreinte facilitée en cas de prothèse plurale,
- Rétention du transfert dans l'empreinte améliorée.

Cette modification permet d'assouplir l'utilisation du cône morse lors des prises d'empreinte sur implants sans nuire à la qualité du résultat.

Note : Le même concept sera graduellement mis en place sur les transferts de type Pop-In.