

Piliers coniques angulés rotationnels


Les piliers coniques angulés **oxiom**[®] sont maintenant disponibles en version rotationnelle : **360°** !



Plus de liberté dans la gestion des prothèses plurales !

Ces moignons procurent une grande flexibilité quant au positionnement en bouche. Ils permettent de s'affranchir de l'indexation trilobée.

Le protocole de prise d'empreinte doit être directement réalisé sur le pilier afin de conserver une précision prothétique parfaite. La prise d'empreinte au niveau de l'implant ne permettant pas un repositionnement précis du pilier en bouche.



→ Pilier conique angulé rotationnel 360°
Tarif France : 153 € TTC

→ Réf. OPACR22 - Pilier conique angulé rotationnel 360° - Ht. 2,5 mm - ang. 18°

→ Réf. OPACR23 - Pilier conique angulé rotationnel 360° - Ht. 2,5 mm - ang. 30°

→ Réf. OPACR32 - Pilier conique angulé rotationnel 360° - Ht. 3,5 mm - ang. 18°

→ Réf. OPACR33 - Pilier conique angulé rotationnel 360° - Ht. 3,5 mm - ang. 30°