

Nouvel implant **oxiom**[®] 2.8

Le choix incisif

Un concept innovant... **oxiom**^{2.8} est un implant spécifiquement destiné aux restaurations du secteur incisif en cas d'espace mésio-distal réduit. Le diamètre externe de 2.8 mm, conservé aussi bien pour l'implant que pour les pièces prothétiques, est idéal pour ce type d'application.

oxiom^{2.8} permet d'apporter une solution pour traiter les cas les plus extrêmes d'édentations unitaires incisivo-mandibulaires, mais aussi les cas d'agénésies latérales maxillaires avec un très haut niveau de satisfaction esthétique.

INNOVATION

Les points forts de ce nouvel implant spécial «espace mésio-distal réduit» :

Un vrai diamètre étroit... avec la flexibilité d'un implant «deux pièces» : UNIQUE !

- Implant de diamètre 2.8 mm.
- Grande souplesse d'utilisation grâce à la conception «deux pièces».
- Vaste gamme prothétique, **plusieurs angulations et hauteurs parodontales.**
- **Prothèse impactée.**

Stabilité tissulaire :

- Connexion morse stable et hermétique.
- «Platform switching» intégré.
- Respect du principe de profil d'émergence constant entre la vis de cicatrisation et le composant définitif.
- Insertion définitive en une fois des faux moignons livrés stériles.
- Positionnement apico-croinaire variable de l'épaulement de l'implant selon les contraintes esthétiques.



La garantie anthogyr : **Impaction calibrée !**

Le **SAFE LOCK**[®] est un instrument d'impaction automatique pré-calibré qui se branche directement sur un micromoteur. La mise en place des composants par impaction est totalement maîtrisée, sans traumatisme pour le patient.

Ce système est unique et simple d'utilisation :

- Connexion du **SAFE LOCK**[®] au micro-moteur.
- Appui de l'embout Safe Lock sur le faux moignon.
- Déclenchement automatique des impacts à la mise en route.
- 1.2.3.4.5... Impaction maîtrisée !

