

La nouvelle gamme de chirurgie **MONT BLANC**[®]

Partenaire incontournable de votre chirurgie !

La gamme de chirurgie **MONT BLANC**[®] a été spécialement conçue pour le milieu chirurgical. Ces instruments spécifiques répondront exactement à vos attentes et vous offriront un confort d'utilisation optimal.

La technicité de la gamme **MONT BLANC**[®] et son confort sans égal vous apporteront efficacité et plaisir dans votre pratique chirurgicale.

NOUVEAU



Les points forts du contre-angle 1:3 et de la pièce à main de chirurgie **MONT BLANC**[®] :

- **Sécurité maximale** : irrigation précise et efficace de l'outil, instruments démontables sans outil et thermodésinfectables/stérilisables en autoclave à 135°C.
- **Technologie LED** : éclairage de qualité « lumière du jour », zone éclairée élargie pour un meilleur confort de travail, puissance 31 000 Lux. et durabilité sans égal.
- **Ergonomie optimale** : design profilé de la gamme **MONT BLANC**[®] offrant au praticien un confort de travail idéal.
- **Revêtement i-coat[®]** permettant d'optimiser la durabilité des surfaces : un grip idéal pour une sensation très confortable en main.
- **Fiabilité et puissance.**

- Réf. 12200XLED - Tarif France : 1 690€ TTC
Contre-angle 1:3 **MONT BLANC**[®] - LED
- Réf. 12200X - Tarif France : 1 313 € TTC
Contre-angle 1:3 **MONT BLANC**[®] - sans lumière
- Réf. 12200XL - Tarif France : 1 500 € TTC
Contre-angle 1:3 **MONT BLANC**[®] - lumière

- Réf. 12400XLED - Tarif France : 1 590€ TTC
Pièce à main 1:1 **MONT BLANC**[®] - LED
- Réf. 12400X - Tarif France : 990€ TTC
Pièce à main 1:1 **MONT BLANC**[®] - sans lumière