

Solutions prothétiques anthogyr

anthogyr propose une gamme complète de solutions prothétiques afin de répondre aux besoins de chaque praticien.



- Réf. 6961C - Tarif France : 780 € TTC
SAFE RELAX[®] - Dépose-couronnes et bridges automatique avec crochets et système ATD.
- Réf. 6950C - Tarif France : 580 € TTC
SAFE RELAX[®] - Dépose-couronnes et bridges automatique avec crochets.

SAFE RELAX[®] : La solution automatique

Le dépose-couronnes et bridges automatique **SAFE RELAX**[®] permet de réaliser la dépose de prothèses avec une grande efficacité et sans traumatisme pour le patient.

- **Fonctionnement sans réarmement : UNIQUE !**
- **Haute fréquence des micro-impacts** : jusqu'à 20 mouvements par seconde!
- **Maîtrise parfaite de l'effort** appliqué sur la prothèse.
- **Mise en place des inserts en un seul clic** : nouveau système d'accroche à baïonnette.
- **Technique ATD (embouts-fils) :**
 - **Préservation du bridge.**
 - **Sécurité** : Les embouts-fils procurent des appuis stables (pas de risque de dérapage).
 - **Travail dans l'axe coronaire** : réduit le risque de fracture radulaire.
 - **Désinsertion facilitée.**



- Réf. ATD310B - Tarif France : 225 € TTC
SAFE REMOVER[®] - Dépose-couronnes et bridges manuel avec crochets et système ATD.
- Réf. 1820A* - Tarif France : 112 € TTC
SAFE REMOVER[®] - Dépose-couronnes manuel tige carrée avec crochets.

SAFE REMOVER[®] : Un système manuel


Des systèmes de déposes de prothèses manuelles proposés à un prix très avantageux !

- **Confort et sécurité** : sa tige carrée confère un maintien parfait de l'insert sur la prothèse. Aucun risque de dérapage du crochet.
- **Système d'accroche des inserts à baïonnette**
- **Technique ATD** (voir description ci-dessus)

* Le nouveau dépose-couronnes tige carrée comprend un embout fileté pour visser les anciens crochets et un embout baïonnette pour les nouveaux crochets.

Une boîte de stérilisation en accessoire !

La boîte de stérilisation pour crochets et embouts-fils anthogyr est l'instrument de rangement idéal pour vos inserts de déposes de prothèses. Grâce à cette boîte de stérilisation, vous ne risquez plus d'égarer vos inserts !



Accessoires :

- Réf. 5932 - Boîte de stérilisation - vendu seule - Tarif France : 40 € TTC
- Réf. 5928 - Crochet contre-coudé - Tarif France : 20 € TTC
- Réf. 5929 - Crochet plat strié - Tarif France : 20 € TTC
- Réf. 5927 - Crochet simple - Tarif France : 20 € TTC
- Réf. 5925 - Crochet coupant - Tarif France : 20 € TTC
- Réf. ATD012 - Embout-fil simple 50-60 mm - Tarif France : 57 € TTC
- Réf. ATD022 - Embout-fil céram 95-150 mm + Vis - Tarif France : 65 € TTC