

La connexion conique (stable et hermétique) et le «**platform-switching**» intégré permettent de contribuer à la stabilisation de l'os alvéolaire et ainsi à la pérennité esthétique de la restauration. L'**axiom**<sup>®</sup> a été optimisé pour assurer un ancrage primaire important et une compression uniforme des charges occlusales sur l'os environnant. Il bénéficie d'un traitement de surface BCP<sup>®</sup>.

Le protocole de chirurgie est très simple et la gamme prothétique particulièrement exhaustive.

Les implants sont disponibles en 4 diamètres : 3.4 mm, 4 mm, 4.6 mm et 5.2 mm, ce dernier étant destiné prioritairement aux implantations post-extractionnelles.

Trois implants courts de 6.5 mm sont également disponibles en diamètre 4 mm, 4.6 mm et 5.2 mm. La gamme de faux-moignons titane propose 3 profils d'émergence (3.4 mm, 4 mm, 5 mm) et permet de restaurer idéalement tous les profils de dents. Le principe de «**profil d'émergence constant**» entre les vis de cicatrisation et les moignons définitifs permet de procéder à la restauration prothétique de façon prévisible, sans exercer de tension sur les tissus mous.


anthogyr

A global solution for dental implantology

## Accès site



©anthogyr



**Hôtel New York  
Best Western**

44, av. Marechal Foch  
06000 Nice

Tél : 04 93 85 14 31

www.hotel-newyork-nice.com



FORMATION AXIOM® - 23.04.10

## FORMATION EN IMPLANTOLOGIE

intervenant

**Mr Eric Mercier**

(Conseillé commercial implant)



**axiom**<sup>®</sup>  
La nouvelle dimension

**Vendredi 23 avril 2010  
à Nice (06)**

anthogyr

A global solution for dental implantology

## PUBLIC CONCERNÉ

Tout praticien désireux de découvrir ce nouveau système implantaire.



**Mr Ludovic Grand**

Chef produit implant  
chez anthogyr

« Le système se caractérise par sa grande flexibilité d'utilisation : les implants **axiom**<sup>®</sup> ont une connexion commune si bien que, contrairement à la plupart des systèmes, le praticien bénéficie d'une totale indépendance entre le diamètre de l'implant et les différents profils d'émergence des composants prothétiques ».

## PROGRAMME JOURNÉE : 8H30 - 17H00

### → Protocole de chirurgie :

- Données scientifiques et conception implantaire.
- Approche clinique.
- Principes du système **axiom**<sup>®</sup>.
- Approche prothétique.

### → Protocole de prothèse :

- Ateliers tournants, travaux pratiques de manipulations prothétiques, pose d'implants et protocoles.



Photo : anthogyr<sup>®</sup>

## Bulletin d'inscription\*

Formation en implantologie du  
vendredi 23 avril 2010 à Nice

### SOCIÉTÉ ANTHOGYR Mme Murielle NICOLET

2 237 Avenue André Lasquin  
74700 Sallanches - FRANCE

Docteur .....

Adresse .....

Tél. / Mobile .....

E-mail .....

Prix praticien : 80 €

assistera à la formation

\* Bulletin à retourner par courrier à l'adresse ci-dessus, accompagné de votre chèque à l'ordre d'anthogyr.

**Date limite d'inscription :** 16 avril 2010.

**Informations :** Murielle NICOLET, **04 50 58 50 86.**

Fax : 04 50 93 78 60 - **www.anthogyr.com**